

Areox...

supermicro serie 3000

una copertura di molle incredibili per un'elasticità unica



1) Cover Ibrida stretch
Smart Temp 37°




Portanza materasso*

55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

* Il valore consigliato della portanza del materasso è sempre di carattere indicativo generale, esso può variare in base alle patologie fisiche e soggettive del cliente.



- lato Memory più soffice
- lato Bioflex Foam più rigido

Areox - molle supermicro serie 1.500-3000

1500
3000

1500-3000
supermicro



H.materasso
25 cm. circa



Molle Indipendenti
a zone differenziate



Sfoderabile **Lavabile**
in lavatrice



cover **ibrida**
con antiscivolo




Dispositivo Medico
classe 1



Legno Lino



2) Cover Ibrida Legno-Lino con Antiscivolo

Scheda tecnica



- 1) Lato A: Cover lavabile in lavatrice zip 4 lati
- 2) Cover interna sfoderabile elasticizzata
- 3) **Memory fresh breeze Watergel®** 4 cm.
- 4) Isolante elastico in feltro Poliestere bianco
- 5) Box system in espanso HD per rinforzo perimetrale
- 6) Molleggio **Super Micro Singolo 1500 molle - matrimoniale 3000**, zone di portanza differenziata
- 7) Isolante rigido in feltro Poliestere
- 8) Isolante morbido 2.5 cm. Bioflex foam HD 25
- 9) Lato B in tessuto traspirante **antiscivolo**

Watergel



Super Micromolle attive (**1.500** molle singolo - **3.000** matrimoniale) con movimento indipendente che rispondono in modo puntuale alle pressioni esercitate. **Zone acciaio di portanza differenziata**. Un lato con 4 cm. di **fresh Memory Watergel®** esalta l'ergonomia delle micromolle accentuando il confort e il benessere.

Proposta 2) Cover ibrida LEGNO-LINO 500 gr/mq., 80% pes, 15% fibra viscosa ricavata dalla polpa del legno, 5% fresco lino. morbido e assorbente, fibra altamente igroscopica, assorbe l'umidità rimanendo asciutta al contatto. Non imbottito esalta la qualità e la sofficità del materasso in Memory Foam.

Lato B: Il materasso va utilizzato sul lato dove è posta la cerniera, il lato inferiore a contatto con la rete è realizzato in tessuto **traspirante ANTI-SCIVOLO** per una perfetta aderenza alla base, non serve utilizzare il copirete. Per girare il materasso al cambio di stagione sfoderare il lato cerniera e capovolgere il box interno.