







FREEZE


Memory fresh e Cooltouch®



Caratteristiche


 MEMORY FRESH	9 cm. double memory		3 strati di portanza e zone differenziate		cover Cooltouch® doppia cerniera estate inverno
	H. materasso 24 cm. circa		Cover facilmente lavabile in lavatrice		Dispositivo Medico classe 1- Medical Device


Scheda tecnica e sezione




- 1 Innovativa cover **Cooltouch®** due tessuti, doppia cerniera.
- 2 Cover interna sfoderabile elasticizzata
- 3 Fresco **Memory Fresh Watergel®** 4 cm. c.ca Densità 40 kg/mc
- 4 **Memory Foam White** 5 cm. Densità 50 kg/mc
- 5 Base sostegno 14 cm. **Bioflex®** Densità 28 kg/mc.

23 cm.

 **MEMORY FRESHFORM**

 Ideale per reti con motore **doublememory**

 **WATERGEL**

Portanza materasso* e grado di rigidità'

55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

* Il valore consigliato della portanza del materasso è sempre di carattere indicativo generale, esso può variare in base alle patologie fisiche e soggettive del cliente.



FREEZE Memory serie Freshform

PERCHE' SCEGLIERLO

innovativa cover di due tessuti e Cooltouch® che abbassa la temperatura percepita. Soluzione ideale per chi soffre il caldo.



1 in Inverno si usa la cover calda



2 quando arriva l'estate si sfodera la parte superiore



3 si dorme a contatto con il tessuto freddo Cooltouch®



Comfort termico:

una temperatura corporea elevata può compromettere il sonno. La tecnologia **Cooltouch®** favorisce la dispersione del calore in eccesso, migliorando comfort e qualità del riposo.

Lato A: Cover composta da due tessuti sfoderabili: lato invernale e lato estivo ad alta capacità dissipante, superiore alle fibre tradizionali. Test cutanei evidenziano una riduzione della temperatura fino a 1,3°C, favorendo un addormentamento più rapido e un comfort costante.

Lato B: BASE ANTISCIVOLO TRASPIRANTE ANTI SLIP. Il materasso va utilizzato dal lato con cerniera. La parte inferiore è in tessuto antiscivolo traspirante, non serve il coprire.

