

Basic..

Lattice 100% naturalmente essenziale
sostegno ergonomico ed elastico



Il materasso in lattice si adatta perfettamente alle reti motorizzate. Si raccomanda sempre l'utilizzo di basi di buona qualità e con numero adeguato di doghe arcuate.




Portanza materasso*

55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 95 kg | 105 kg

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

* Il valore consigliato della portanza del materasso è sempre di carattere indicativo generale, esso può variare in base alle patologie fisiche e soggettive del cliente.



Basic - Lattice 100%



massello 18 cm.
Lattice 100%



H.materasso
21 cm. circa



7 zone portanza
differenziata



non sfoderabile
non lavabile in
lavatrice




cover stretch
traspirante



Dispositivo Medico
classe 1



Scheda tecnica



- tessuto NON sfoderabile non lavabile

- Imbottitura Poliesteri 100%

1) zona più rigida bacino alveoli piccoli

2) zona morbida spalla alveoli grandi

3) Massello **Lattice 100%** H.18 cm. densità medium 7 zone di portanza differenziata

Idoneo per
reti con motore



Grado di rigidità medio. Lastra in Lattice 100% elastico 65 kg/mc. a 7 zone differenziate. Lastra con 7 zone di portanza differenziata. con canali di aerazione Altezza lastra 18 cm. Materasso H. 20/21 c.ca

Proposta 1) Non sfoderabile, **tessuto in Stretch SILVER**, imbottitura in Poliestere 100% 280 gr/mq. anallergica, inattaccabile da batteri tarme e muffe. Fascia corredata da 4 maniglie cucite in tessuto.

Proposta 2) Non sfoderabile, tessuto classico **Jacquard** anti-pilling, imbottitura 280 gr/mq. in poliestere Tecnoform, leggero e morbido al tatto. Fascia corredata da 4 maniglie cucite in tessuto.