

# QUATTRON

Confort progressivo e avvolgente



## Caratteristiche

	<b>10 cm. double Memory</b> densità differenti		Lavorazione Multionda 4 strati di portanza e zone differenziate		tessuto <b>Naturale</b>
	H. materasso <b>24 cm. circa</b>		Sfoderabile facilmente lavabile in lavatrice		Dispositivo Medico classe 1- Medical Device

## Scheda tecnica e sezione

- 1 Memory Form **soffice 5 cm.** D. 40 kg/mc
- 2 Memory Form **medio-rigido 5 cm HD** D. 60 kg/mc.
- 3 Base **Bioflex® Pure** sostenuto 10 cm. D. 35
- 4 Lato estivo 3 cm. **Bioflex® Fresh Airy** D. 35 kg/mc altamente traspirante

**MEMORY MEDIFORM**

Ideale per reti con motore **doublememory**

## Portanza materasso\* e grado di rigidità

55 kg	65 kg	75 kg	85 kg	95 kg	105 kg
ottimo	buono		non consigliato		


\* Il valore consigliato della portanza del materasso è sempre di carattere indicativo generale, esso può variare in base alle patologie fisiche e soggettive del cliente.




## QUATTRON Memory serie Mediform

### PERCHE' SCEGLIERLO

Progettato per adattarsi perfettamente alla forma del corpo, migliora la circolazione e riduce i punti di pressione. Ideale per chi ama la morbidezza.



*Kashmira*



### VENTILAZIONE ATTIVA

Materasso con totale **10 cm. di Memory Foam** di densità differenti, la lavorazione a onda crea zone di sostegno differenziate, mentre gli intagli favoriscono la ventilazione continua.

Rivestimento **KASHMIRA** (variante grigio o bianco), in tessuto morbido e traspirante con cashmere, non imbottito per esaltare la sofficità e le prestazioni del Memory Foam.

**Altre cover vedere pag. 14-15**

### BASE ANTISCIVOLO TRASPIRANTE

Il materasso va utilizzato sul lato memory. La parte inferiore è in tessuto antiscivolo traspirante per una perfetta stabilità della rete, non serve il copirete.

